




018– Esthétique numérique

Former les praticiens et techniciens au flux numérique complet d'esthétique dentaire, de l'analyse Smilecloud et des données fonctionnelles SPHERE (Modjaw IA) jusqu'à l'intégration dans Exocad et la finalisation du projet en mock-up ou Snap-On.

Organisation de la formation :

-> Inter en présentiel

Lieux de formation :

Suivant formation

Durée : 7h

Composition du groupe : 5 à 10 stagiaires*

Accès handicapés : Nous consulter pour adapter les modalités de mise en œuvre

Public : Chirurgiens-dentistes, prothésistes dentaires, assistants spécialisés.

Prérequis : Notions de base en CFAO, connaissance minimale d'Exocad

Objectifs pédagogiques :

- Réaliser une analyse esthétique complète avec Smilecloud
- Utiliser et comprendre SPHERE (nouveau Modjaw basé sur l'IA)
- Exploiter les données fonctionnelles et esthétiques dans Exocad
- Finaliser un projet avec un mock-up ou un Snap-On

Modalités et délais d'accès :

Délai de réponse à la demande de devis : 48h ouvrées après prise de contact.

Méthodes pédagogiques :

- Formation participative axée sur l'échange et la convivialité.
- Nous recherchons ensemble la méthode de conception qui convient le mieux au laboratoire.
- Nous commençons par voir les bases des logiciels et produits pour ensuite voir les spécificités propres aux besoins du laboratoire.
- Nous proposons aux stagiaires de s'exercer sur le logiciel avec la méthode de conception choisie.

Suivi de la formation :

- Feuilles de présence émargées par demi-journées.

Modalités d'évaluation :

- Evaluation du niveau des stagiaires en amont de la formation.
- Evaluation pratique durant la formation.

Moyens et assistance pédagogique :

- Outils mis à disposition : un ordinateur pour deux participants, logiciel Exocad, vidéoprojecteur.

*Un minimum de 3 personnes est exigé pour que la session soit maintenue. Si les inscriptions pour une session de formation sont insuffisantes, 3D Dental Formation se réserve le droit de reporter la session ultérieurement.

PROGRAMME

1ère partie : Présentation des participants, des objectifs et du déroulé de la journée Présentation du flux numérique complet et des livrables attendus Présentation d'un cas clinique fil rouge utilisé tout au long de la formation Analyse esthétique dynamique avec Smilecloud Notions théoriques expliquées puis appliquées immédiatement : Importation photos / DICOM / STL Construction du Smile Design numérique Ajustements selon les attentes patient et les contraintes cliniques Interaction esthétique / fonction dès la phase de design Mise en pratique : les participants réalisent l'analyse sur un cas fourni. Fonction et esthétique avec SPHERE (Modjaw IA) Manipulation et interprétation des données fonctionnelles : Principe Modjaw/SPHERE et apport de l'IA intégrée Lecture des trajectoires dynamiques Compréhension de l'occlusion réelle du patient Mise en relation entre esthétique numérique et fonction Mise en

pratique manipulation des données et interprétation des mouvements.

2ème partie : À partir du projet construit, intégration progressive dans Exocad : Importation des fichiers issus de Smilecloud et SPHERE Exploitation fidèle des données fonctionnelles Ajustements morphologiques prothétiques (cohérence esthétique & occlusale) Choix mock-up ou Snap-On selon l'indication Conception numérique et préparation du livrable final Conclusion et échanges Analyse critique du projet final Questions / réponses Points de vigilance et bonnes pratiques pour reproduire le flux au cabinet / au labo

018—V1/20260120



3D Dental Formation

02 30 32 24 03 - contact@3ddentalformation.fr
<https://www.3ddentalformation.fr>



Siège social : 189 Rue Grieu 76000 Rouen
SIRET : 90081284300010
Déclaration d'activité : 28 76 06366 76
Organisme certifié Qualiopi